

- (DE)** Polierpaste für die Zahnoberflächen
- (EN)** Teeth surface polishing paste
- (ES)** Pasta para profilaxis
- (LT)** Dantų paviršiaus poliravimo pasta
- (MK)** Паста за полирање на поврчината на забите
- (PL)** Pasta do polerowania powierzchni zębów
- (RU)** Паста для полировки поверхности зуба
- (UA)** Паста для полірування поверхні зуба



## GEBRAUCHSANLEITUNG DE

**BESCHREIBUNG**  
i-FASTE ist eine ölfreie Prophy Paste für die Zahnreinigung und zum Polieren.  
Prophy Paste ist für die Verwendung von Zahnärzten während der professionell verabreichten Zahnprophylaxe Behandlung bestimmt:

- um Schmutz, Plaque, Kalkül, Flecken und andere Akzentationen von den Zähnen zu reinigen;
- für die Vorbereitung der Zähne (Reinigung und Polieren) vor der Restaurierung und Fluoridbehandlung;
- für die Wiederholung, Veredelung und Polieren der Oberfläche nach der Restauration, um normale Konturen, glatte Ränder wiederherzustellen und einen Glanz zu erzeugen, das Gesamtbild und die Langlebigkeit der Restauration selbst.

Nach der Beurteilung der Zähne Oberfläche Zustand und klinische Situation kann der Zahnarzt in einer von mehreren verfügbaren Ebenen der Korn Grobheit wählen - fein (Polieren), Medium (Polieren und Reinigen) und grob (Reinigung).

## GEBRAUCHSANLEITUNG

- HINWEIS!** Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
1. Mit einem geeigneten Instrument ein wenig von der Paste nehmen und in den Prophy Cup füllen.
  2. Während des gesamten Verfahrens sollte eine ausreichende Paste auf dem Becher gehalten werden, um eine Überhitzung der Zahnoberfläche zu vermeiden.
  3. Speichel Evakuierung wird empfohlen, um übermäßige Verdünnung und Schlucken der Paste zu vermeiden.

## WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN!

**HINWEIS!** Verwenden Sie i-FASTE nicht, wenn der Patient allergisch auf das Produkt oder einen der Zutaten ist.  
**Verhütung:**  
Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

## LAGERUNG

Behälter dicht geschlossen halten in trockenem, gut belüftetem Ort bei 4-28°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen schützen. Das Produkt nicht einfrieren. Die Chargennummer muss in jeder Korrespondenz enthalten sein. Die Chargennummer und das Verfallsdatum sind auf der Verpackung aufgedruckt. Nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Entsorgen Inhalt / Behälter wie von den nationalen Regulierungsanforderungen erforderlich. Von Kindern fernhalten!

## HERSTELLER VERANTWORTUNG

Unsere Produkte sind für den professionellen Einsatz in der Zahnmedizin entwickelt. Da die Anwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrolle ist, ist der Benutzer in vollem Umfang für die Anwendung verantwortlich. Natürlich garantieren wir die Qualität unserer Produkte in Übereinstimmung mit den angewandten Normen.

## VERPACKUNG

<b>REF</b> IFCTP	30g grob
<b>REF</b> IFC100	100g grob
<b>REF</b> IFCD1	100x2g grob
<b>REF</b> IFMTP	30g medium
<b>REF</b> IFM100	100g medium
<b>REF</b> IFMD1	100x2g medium
<b>REF</b> IFFTP	30g fein
<b>REF</b> IFF100	100g fein
<b>REF</b> IFFD1	100x2g fein

## INSTRUCTION FOR USE EN

### DESCRIPTION

i-FASTE is oil-free prophy paste for tooth cleaning and polishing.  
Prophy paste is intended for use by dental professionals during professionally administered dental prophylaxis treatment:

- to clean debris, plaque, calculus, stains, and other accretions from the teeth;
- for the teeth surface preparation (cleaning and polishing) prior to restorations and fluoride treatment;
- for recontouring, finishing and polishing the surface after restoration to restore normal contours, smooth margins, and to create a high luster shine, the overall appearance and longevity of the restoration itself.

After evaluation of the teeth surface state and clinical situation dental professional may choose in one of several available levels of grit coarseness – fine (polishing), medium (polishing and cleaning) and coarse (cleaning).

### INSTRUCTION FOR USE

- NOTE!** Do not use if primary package is broken.
1. Using suitable instrument take out a little of the paste and fill the prophy cup.
  2. Throughout the procedure, sufficient paste should be maintained on the cup to avoid overheating of the tooth surface.
  3. Saliva evacuation is recommended to avoid excessive dilution and swallowing of the paste.

### WARNINGS AND PRECAUTIONS!

**NOTE!** Do not use i-FASTE if patient is allergic to product or to any of the ingredients.

**Prevention:**  
Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

### STORAGE

Keep container tightly closed in dry well-ventilated place at 4-28°C. Protect from direct sunlight and heat sources. Do not freeze the product. The batch number should be quoted in all correspondence. See packaging for batch and expiry date. Do not use after the expiry date. Dispose of contents/container to as required by national regulatory requirements. Keep out of the reach of children!

### MANUFACTURERS RESPONSIBILITY

Our products have been developed for professional use in dentistry. As the application of our products is beyond our control, the user is fully responsible for the application. Of course, we guarantee the quality of our products in accordance with the applied standards.

### PACKAGING

<b>REF</b> IFCTP	30g paste coarse
<b>REF</b> IFC100	100g paste coarse
<b>REF</b> IFCD1	100x2g paste coarse
<b>REF</b> IFMTP	30g paste medium
<b>REF</b> IFM100	100g paste medium
<b>REF</b> IFMD1	100x2g paste medium
<b>REF</b> IFFTP	30g paste fine
<b>REF</b> IFF100	100g paste fine
<b>REF</b> IFFD1	100x2g paste fine

## INSTRUCCIONES DE USO ES

### DESCRIPCION

i-FASTE es una pasta profiláctica libre de aceite para la limpieza y pulido de los dientes.  
La pasta profiláctica está destinado para su uso por los profesionales dentales durante el tratamiento profilaxis dental:

- para limpiar placa, sarro, manchas y otras acumulaciones de los dientes;
- para la preparación dientes superficie (limpieza y pulido) antes de restauraciones y tratamiento de fluorización;
- para la remodelación, acabado y pulido de la superficie después de la restauración, para restaurar los contornos, márgenes lisos, y para crear un alto brillo, favoreciendo la apariencia general y aumentando la longevidad de la propia restauración.

Después de la evaluación del estado de superficie de los dientes y la situación el profesional puede elegir entre uno de varios niveles de disponibilidad del grosor del grano - fino (pulido), medio (el pulido y limpieza) y gruesa (limpieza).

### INSTRUCCIONES DE USO

- ¡NOTA!** No utilizar si el envase está roto.
1. Con un instrumento adecuado sacar un poco de pasta y llenar el copa de goma.
  2. Debe mantenerse en la copa la suficiente cantidad de pasta para evitar el sobre calentamiento de la superficie del diente.
  3. Se recomienda la evacuación de saliva para evitar la dilución excesiva y la deglución de la pasta.

### ¡ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES!

**¡NOTA!** No utilice i-FASTE si el paciente es alérgico al producto o sus componentes.

**Prevención:**  
Lávese bien las manos después de manipular el producto. Use solamente en un área bien ventilada. Llevar guantes/ropa de protección/gafas de protección.

### ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente bien cerrado y en lugar seco y bien ventilado de 4-28°C. Proteger de la luz del sol y fuentes de calor. No congelar el producto. El número de lote debe incluirse en toda la correspondencia. El número de lote y la fecha de expiración están impresos en el paquete. No utilizar después de la fecha de caducidad. Eliminar el contenido / recipiente como es requerido por los reglamentos nacionales. ¡Mantener fuera del alcance de los niños!

### RESPONSABILIDAD DE LOS FABRICANTES

Nuestros productos han sido desarrollados para uso profesional en odontología. Como la aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control, el usuario es totalmente responsable de la aplicación. Por supuesto, garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con las normas aplicadas.

### PRESENTACION

<b>REF</b> IFCTP	30g pasta gruesa
<b>REF</b> IFC100	100g pasta gruesa
<b>REF</b> IFCD1	100x2g pasta gruesa
<b>REF</b> IFMTP	30g pasta media
<b>REF</b> IFM100	100g pasta media
<b>REF</b> IFMD1	100x2g pasta media
<b>REF</b> IFFTP	30g pasta fina
<b>REF</b> IFF100	100g pasta fina
<b>REF</b> IFFD1	100x2g pasta fina

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA LT

### APRAŠYMAS

i-FASTE yra profilaktinė pasta be aliejaus dantų valymui ir poliravimui.  
Profilaktinė pasta yra skirta naudoti odontologams ir burnos higienistams profesionaliai dantų profilaktikai ir gydymui:

- valyti minkštas ir kietas apnašas, akmenis, dėmes ir kitas sąaugas nuo dantų;
- dantų paviršiaus paruošimui (valymui ir poliravimui) prieš plombavimą ir fluoro aplikacijas;
- gero plombos perėjimo į kietuosius audinius sumodeliavimui, užbaigimui ir poliravimui po plombavimo, siekiant atkurti normalius kontūrus, sušvelninti ribas, suteikti natūralaus blizgesio, pagerinti bendrą išvaizdą ir užtikrinti restauracijos ilgaamžiškumą.

Įvertinęs dantų paviršiaus būklę ir klinikinę situaciją gydytojas gali pasirinkti vieną iš kelių siūlomų pastos grubumo lygių - švelni (poliravimui), vidutinio grubumo (poliravimui ir valymui) ir grubi (valymui).

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- PASTABA!** Nenaudokite, jei pažeista pirminė pakuotė.
1. Pasirinktu instrumentu iš indelio išimkite nedidelį poliravimo pastos kiekį ir uždėkite ant poliravimo galvutės ar šepetėlio.
  2. Visos procedūros metu užtikrinkite reikiamą poliravimo pastos perkaitimą, kad išvengtumėte danties paviršiaus perkaitymą.
  3. Norint išvengti pastos patekimo į virškinimo sistemą ar jos konsistencijos pasikeitimo, būtina pašalinti seilių perteklių.

### ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS!

**PASTABA!** Nenaudokite i-FASTE, jei pacientas yra alergiškas produktui ar jo sudėtinėms dalims.

**Prevencija:**  
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

### LAIKYMAS

Laikyti produkto sandariai uždarytoje talpykloje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje esant 4-28°C temperatūrai. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių. Prieš naudoti neužšaldyti. Partijos numeris turi būti nurodytas visoje korespondencijoje. Partijos šilumos ir galiojimo data nurodyti ant pakuotės. Nenaudoti produkto pasibaigus jo galiojimo terminui. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje!

### GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Mūsų produktas sukurtas profesionaliam naudojimui odontologijoje. Mes negalime kontroliuoti kaip šis produktas naudojamas, todėl už tinkamą jo panaudojimą atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname, produkto kokybės atitiktį galiojantiems standartams.

### PAKUOTĖ

<b>REF</b> IFCTP	30g pasta grubi
<b>REF</b> IFC100	100g pasta grubi
<b>REF</b> IFCD1	100x2g pasta grubi
<b>REF</b> IFMTP	30g pasta vidutinio grubumo
<b>REF</b> IFM100	100g pasta vidutinio grubumo
<b>REF</b> IFMD1	100x2g pasta vidutinio grubumo
<b>REF</b> IFFTP	30g pasta švelni
<b>REF</b> IFF100	100g pasta švelni
<b>REF</b> IFFD1	100x2g pasta švelni

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

МК

### ОПИС

i-FASTE е безмаслена профилактична паста за чистење и за полирање на забите.

Пастата за полирање е наменета за употреба од професионални стоматолози при профилактички третмани:

- за чистење на меки и тврди забни наслаги, пигменти и други забни наслаги;
- за подготовка на површината на забите(чистење и полирање) пред реставрација или третирање со флуор.
- за обезбедување на континуиран премин од пломба кон забот, финансирање и полирање на површината по реставрација за да се обезбедат природни контури, мазни површини и висок сјај а со тоа и подобрување на изгледот и долговечноста на самата реставрација.

Според оценка на состојбата на површината на забот и клиничката состојба на пациентот докторот стоматолог може да избере абразивност на пастата за полирање. ФИНА за полирање, МЕДИУМ за полирање и чистење и ГРУБА за чистење.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

**ЗАБЕЛЕШКА!** Не го користете производот ако оригиналното пакување е оштетено.

1. Со користење на погоден инструмент земете мала количина од пастата за полирање и нанесете во гумичката за полирање.
2. Во текот на процедурата на чистење или полирање треба да се одржува доволна количина на паста во гумичката како би се избегнало прегревање на површината на забот.
3. Препорачливо е користење на сисалка за плунката како би се избегнало прекумерно разредување на пастата или нејзино проголтување.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊА И МЕРКИ ЗА ПРЕТПАЗЛИВОСТ!

**ЗАБЕЛЕШКА!** Не го користете i-FASTE ако пациентот е алергичен на производот или на некоја од неговите состојки.

#### Заштита:

По употреба убаво измијте ги рацете. Користете заштитна облека, заштитни ракавици и заштита за очите и лицето.

### ЧУВАЊЕ

Чувајте ја тегличката добро затворена во сува и добро проветрена просторија на температура од 4-28°C. Заштитете од директна сончева светлина и апарати за загревање. Не го замрзнувајте производот. Бројот на серијата треба да се споменат во сите дописи. Број на серијата и датум на истекот наведено на амбалажата. Не го користете по истекот на рокот за употреба. Од историсениот производ/амбалажа ослободете се според важечката национална регулатива. Чувајте го вон дофат на деца!

### ОДГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ

Нашиот производ е развиен за професионална употреба во стоматологија. Бидејќи употребата на нашиот производ е вон наша контрола корисникот е целосно одговорен за употребата. Се разбира дека гарантираме за квалитетот на нашиот производ во согласност со пропишаните стандарди.

### ПАКУВАЊЕ

<b>REF</b> <b>IFCTP</b>	30g паста груба
<b>REF</b> <b>IFC100</b>	100g паста груба
<b>REF</b> <b>IFCD1</b>	100x2g паста груба
<b>REF</b> <b>IFMTP</b>	30g паста медиум
<b>REF</b> <b>IFM100</b>	100g паста медиум
<b>REF</b> <b>IFMD1</b>	100x2g паста медиум
<b>REF</b> <b>IFFTP</b>	30g паста фина
<b>REF</b> <b>IFF100</b>	100g паста фина
<b>REF</b> <b>IFFD1</b>	100x2g паста фина

### INSTRUKCJA STOSOWANIA

PL

#### ОПИС

i-FASTE jest pastą profilaktyczną bez zawartości oleju do czyszczenia i polerowania zębów.

Pasta profilaktyczna jest przeznaczona do stosowania przez stomatologów podczas leczenia profilaktycznego w praktyce stomatologicznej:

- do usuwania zanieczyszczeń, płytki nazębnej, zwapnień, plam i innych nalotów z powierzchni zębów;
- do przygotowania powierzchni zębów (czyszczenie i polerowanie) przed odbudową i fluoryzacją;
- do odbudowy kształtu, polerowania i wykańczania powierzchni po odbudowie w celu przywrócenia anatomicznych kształtów, wygładzanie brzegów i nadawania połysku, co ma duże znaczenia w ogólnym wyglądzie oraz trwałości samej odbudowy.

Po ocenie stanu powierzchni zębów oraz budowy klinicznej lekarz może wybrać jedną z kilku dostępnych ziarnistości past - drobna fine (polerowanie), średnia medium (czyszczenie i polerowanie) i zgrubna coarse (czyszczenie).

### INSTRUKCJA STOSOWANIA

**UWAGA!** Nie używaj, jeżeli opakowanie jest uszkodzona.

1. Przy pomocy odpowiedniego narzędzia umieść małą ilość pasty w kielichu gumki polerującej.
2. W trakcie tej procedury utrzymuj odpowiednią ilość pasty w kielichu, aby nie przegrzać powierzchni zęba.
3. Zalecany jest ślinociąg, aby zapobiec rozcięczeniu lub połknięciu pasty.

### OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!

**UWAGA!** Nie używaj i-FASTE, jeżeli wiadomo, że pacjent ma alergię na produkt lub którykolwiek z jego składników.

#### Zapobieganie:

Dokładnie umyj ręce po zastosowaniu. Używaj rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w dobrze zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanym i suchym miejscu, w temperaturze 4-28°C. Chronić przed ciepłym bezpośrednim światłem słonecznym. Nie zamrażać. Numer partii musi być podany we wszelkiej korespondencji. Numer partii i data ważności są wskazane na opakowaniu. Nie stosować po upływie daty ważności. Zużyte opakowania i resztki utylizować zgodnie z przepisami krajowymi. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

### ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Nasze produkty zostały opracowane od profesjonalnego stosowania w stomatologii. Ponieważ wykorzystanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, końcowy użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za ich właściwe stosowanie. Z naszej strony gwarantujemy jakość naszych produktów zgodnie z obowiązującymi normami.

### OPAKOWANIA

<b>REF</b> <b>IFCTP</b>	30g паста згрубна
<b>REF</b> <b>IFC100</b>	100g паста згрубна
<b>REF</b> <b>IFCD1</b>	100x2g паста згрубна
<b>REF</b> <b>IFMTP</b>	30g паста средня
<b>REF</b> <b>IFM100</b>	100g паста средня
<b>REF</b> <b>IFMD1</b>	100x2g паста средня
<b>REF</b> <b>IFFTP</b>	30g паста drobna
<b>REF</b> <b>IFF100</b>	100g паста drobna
<b>REF</b> <b>IFFD1</b>	100x2g паста drobna

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

RU

#### ОПИСАНИЕ

i-FASTE это профилактическая паста без масла для чистки и полировки зубов.

Она предназначена врачам стоматологам и зубным гигиенистам для профессиональной профилактики и лечения:

- чистки мягкого и стойкого налёта, камней, пигментного налёта и других отложений с поверхности зубов;
- для подготовки (очистки и полировки) поверхности зуба перед пломбированием и фторированием;
- для создания плавного перехода на границе пломба-зуб, финишной обработки и полировки поверхности после реставрации, с целью восстановить нормальные контуры, сгладить переходы пломба-зуб и создать гладкую и блестящую поверхность, улучшить внешний вид и долговечность самой реставрации.

Оценив состояние зубов и клиническую ситуацию, врач стоматолог или зубной гигиенист может выбрать один из доступных уровней зернистости пасты - мелкую (для полировки), среднюю (для полировки и очистки) и грубую (для чистки).

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ВНИМАНИЕ!** Не использовать продукта, если повреждена первичная упаковка.

1. Вам удобным инструментом возьмите небольшое количество полировочной пасты и наложите на полировочную головку или щетку.
2. В течение всей процедуры необходимо обеспечить нужное количество пасты, чтобы избежать перегрева зубной поверхности.
3. Чтобы избежать попадания пасты в пищевую тракт или изменения её консистенции, рекомендуем удалить слюну.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте i-FASTE, если у пациента аллергия к продукту или его компонентам.

#### Профилактика:

После использования тщательно промыть руки. Пользоваться защитными перчатками и защитной одеждой, защитой глаз (лица).

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить продукт плотно закрытый, в сухом, хорошо вентилируемом месте при температуре 4-28°C. Предохранять от прямых солнечных лучей и источников тепла. Продукт не замораживать. Номер партии и срок годности указаны на упаковках. Не использовать после истечения срока годности. Не использовать после истечения срока годности. Содержание/пустой контейнер утилизировать в соответствии национальным законам. Хранить в недоступном для детей месте!

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Наши продукты разработаны для применения в стоматологии. Однако применение наших продуктов без нашего контроля находится исключительно в сфере Вашей собственной ответственности. Разумеется, мы гарантируем соответствие качества наших продуктов действующим стандартам.

### УПАКОВКА

<b>REF</b> <b>IFCTP</b>	30g паста грубая
<b>REF</b> <b>IFC100</b>	100g паста грубая
<b>REF</b> <b>IFCD1</b>	100x2g паста грубая
<b>REF</b> <b>IFMTP</b>	30g паста средняя
<b>REF</b> <b>IFM100</b>	100g паста средняя
<b>REF</b> <b>IFMD1</b>	100x2g паста средняя
<b>REF</b> <b>IFFTP</b>	30g паста мелкая
<b>REF</b> <b>IFF100</b>	100g паста мелкая
<b>REF</b> <b>IFFD1</b>	100x2g паста мелкая

### INSTRUKCJA PRO ZASTOSOWANIE

UA

#### ПЕРЕВАГИ

i-FASTE це профілактична паста без масла для чищення та полірування зубів.

Вона призначена лікарям стоматологам і зубним гігієністам для професійної профілактики і лікування:

- чистки м'якого і стійкого нальоту, каменів, пігментного нальоту і інших відкладень з поверхні зубів;
- для підготовки (очищення і полірування) поверхні зуба перед пломбуванням і фторированием;
- для створення плавного переходу на кордоні пломба-зуб, фінішної обробки і полірування поверхні після реставрації, з метою відновити нормальні контури, згладити переходи пломба-зуб і створити гладеньку поверхню, поліпшити зовнішній вигляд і довговічність самої реставрації.

Оцінивши стан зубів і клінічну ситуацію, лікар стоматолог або зубний гігієніст може вибрати один з доступних рівнів зернистості пасти - дрібну (для полірування), середню (для полірування та очищення) і грубу (для чищення).

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

**УВАГА!** Не застосовувати препарат продукту, якщо пошкоджена первинна упаковка.

1. Вам зручним інструментом візьміть невелику кількість полірувальної пасти і накладіть на полірувальну головку або щітку.
2. Протягом всієї процедури необхідно забезпечити потрібне кількість пасти, щоб уникнути перегріву зубної поверхні.
3. Щоб уникнути потрапляння пасти в стравохід або зміни її консистенції, рекомендуємо видалити слину.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

**УВАГА!** Не використовуйте i-FASTE, якщо у пацієнта алергія до продукту або його компонентів.

#### Профілактика:

Після використання ретельно промити руки. Користуватися захисними рукавичками та захисним одягом, захистом очей (особи).

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати продукт щільно закритий, в сухому, добре вентильованому місці при температурі 4-28°C. Оберігати від прямих сонячних променів і джерел тепла. Препарат не заморозувати. Номер партії повинен вказуватися у всій кореспонденції. Номер партії і термін придатності вказані на упаковці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності. Зміст/ порожній контейнер утилізувати відповідно до національних законів. Зберігати в недоступному для дітей місці!

### ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИКА

Наші продукти розроблені для застосування в стоматології. Однак застосування наших продуктів без нашого контролю перебувати виключно в сфері Вашої власної відповідальності. Зрозуміло, ми гарантуємо відповідність якості наших продуктів чинним стандартам.

### УПАКОВКА

<b>REF</b> <b>IFCTP</b>	30g паста груба
<b>REF</b> <b>IFC100</b>	100g паста груба
<b>REF</b> <b>IFCD1</b>	100x2g паста груба
<b>REF</b> <b>IFMTP</b>	30g паста середня
<b>REF</b> <b>IFM100</b>	100g паста середня
<b>REF</b> <b>IFMD1</b>	100x2g паста середня
<b>REF</b> <b>IFFTP</b>	30g паста дрібна
<b>REF</b> <b>IFF100</b>	100g паста дрібна
<b>REF</b> <b>IFFD1</b>	100x2g паста дрібна

### HERSTELLER / MANUFACTURER / FABRICANTE / GAMINTOJAS / ПРОИЗВОДИТЕЛ / PRODUCENT /

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / ВИРОБНИК:

 **i-dental**<sup>®</sup>  
UAB „Medicinos linija“  
Karaliaučiaus str. 29  
LT-78348 Siauliai  
Lithuania  
Tel.: +370 41 553 553  
info@i-dental.lt, www.i-dental.lt