

**EN Knitted Retraction Cord**

**LT Megzta retrakcinis siūlas**



**INSTRUCTION FOR USE**

**EN**

**DESCRIPTION**

Knitted retraction cord is made of 100% cotton, knitted into thousands of tiny loops forming long interlocking chains. Knitted retraction cord is used in 4 sizes – #1 (for the anterior teeth preparation), #0 (for anterior teeth; as upper cord for "two cord" technique), #00 (during preparation and cementation of veneers; restorative procedures dealing with thin, friable tissues) and #000 (for lower anteriors; when luting near gingival and subgingival veneers; class III, IV V restorations; first cord for "two cord" technique). Marking depends on the thickness of cord. A unique attribute of this cord is that it doesn't entangle in the diamond bur. For single use only.

**INSTRUCTION FOR USE**

**NOTE!** Do not use if primary package is broken.

1. Prepare and dry the tooth.
2. Choose the cord size. Because cord compresses upon packing, use a cord size that appears too large.
3. Cut the required length of retraction cord.
4. Soak the cord in the haemostatic liquid (not applicable for impregnated cord).
5. After preparing and drying the tooth the retraction cord is placed closely around the cervix and eased carefully into the sulcus using a small retraction cord packer or spatula.
6. The thin cord packer quickly slips it into position. The knitted cord's unique design (interlocking loops) facilitates easy packing and locks it into place.
7. During the following preparation for the procedures, the mechanical effect of the cord and chemical effect of hemostatic material, results in a definite retraction of the gingiva.
8. Perform the necessary procedures.
9. If any bleeding is present, repeat steps until hemostasis is achieved.
10. When the procedures are completed, remove cord and rinse with water.

**WARNINGS AND PRECAUTIONS!**

**NOTE!** Do not use i-PAK if patient is allergic to product or to any of the ingredients.

**STORAGE**

Keep container tightly closed in dry well-ventilated place at 4-28°C. Protect from direct sunlight and heat sources. Do not use after the expiry date. Dispose of contents/container to as required by national regulatory requirements. Keep out of the reach of children!

**MANUFACTURERS RESPONSIBILITY**

Our products have been developed for professional use in dentistry. As the application of our products is beyond our control, the user is fully responsible for the application. Of course, we guarantee the quality of our products in accordance with the applied standards.

**PACKAGING**

- REF** IPU11: knitted retraction cord #1 (244cm), medium thick, blue  
**REF** IPU01: knitted retraction cord #0 (244cm), medium, lilac  
**REF** IPU02: knitted retraction cord #00 (244cm), thin, yellow  
**REF** IPU03: knitted retraction cord #000 (244cm), ultra thin, black

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

**LT**

**APRAŠYMAS**

Megzta retrakcinis siūlas yra pagamintas iš 100% medvilnės, sumegzta iš daugybės mažyčių kilpų, suformuojančių ilgą susijungusias grandines. Yra naudojamas 4 storių megzta retrakcinis siūlas - #1 (priekinių dantų preparavimui), #0 (priekiniams dantims; kaip viršutinis siūlas, naudojant "dvigubo siūlo" techniką), #00 (ruošiant ir cementuojant laminates; restauravimo procedūrų metu šalia plonų, švelnių audinių) ir #000 (apatiniams priekiniams dantims; kai cementuojamos arti dantenu ir po dantenomis esančios laminatės; III, IV, V klasės restauracijos; kaip apatinis siūlas, naudojant "dvigubo siūlo" techniką). Žymėjimas priklauso nuo siūlo storio. Unikali šio siūlo savybė ta, kad jis neįsivelia į deimantinį gražtą. Tik vienkartiniam naudojimui.

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

**PASTABA!** Nenaudokite, jei yra pažeista pirminė pakuotė.

1. Paruoškite ir nusauskite dantį.
2. Pasirinkite siūlo dydį. Kadangi įvedant siūlas suspaudžiamas, geriau naudokite didesnio dydžio siūlą.
3. Atkirpkite reikiamo ilgio siūlą.
4. Išmirkykite siūlą hemostatiniame skystyje (netinka impregnuotam siūlui).
5. Paruošę ir nusausinę dantį įveskite retrakinį siūlą aplink danties kaklelį ir kruopščiai įtvirtinkite į vagelę kimštuku ar mentele.
6. Plonas siūlas kimštuku greitai įvedamas į vagelę. Dėl unikalios sumezgimo būdo (sukabintų kilpų), megzta siūlas paprastai lengvai įterpiamas ir įtvirtinamas į vietą.
7. Dantenu retrakcija atliekama siūlui veikiant mechaniškai bei hemostatinei medžiagai veikiant chemiškai, pasiruošimo kitoms procedūroms metu.
8. Atlikite būtinas procedūras.
9. Jei kraujavimas tęsiasi, kartokite žingsnius tol, kol kraujavimas bus sustabdytas.
10. Baigę procedūras, išimkite siūlą ir nuplaukite vandeniu.

**ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS!**

**PASTABA!** Nenaudokite i-PAK, jei pacientas yra alergiškas produktui ar bet kuriai iš jo sudedamųjų dalių.

**LAIKYMAS**

Laikykite sandariai uždaryta, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, 4-28°C temperatūroje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių. Nenaudokite produkto pasibaigus jo galiojimo terminui. Turinį/pakuotę išmeskite laikydamiesi nacionalinių norminių reikalavimų. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!

**GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ**

Mūsų produktas sukurtas profesionaliam naudojimui odontologijoje. Mes negalime kontroliuoti kaip šis produktas naudojamas, todėl už tinkamą jo panaudojimą atsako naudotojas. Žinoma, mes užtikriname, produkto kokybės atitiktį taikomiems standartams.

**PAKUOTĖ**

- REF** IPU11: megzta retrakcinis siūlas #1 (244cm), vidutinio storio, mėlynas  
**REF** IPU01: megzta retrakcinis siūlas #0 (244cm), vidutinis, alyvinis  
**REF** IPU02: megzta retrakcinis siūlas #00 (244cm), plonas, geltonas  
**REF** IPU03: megzta retrakcinis siūlas #000 (244cm), labai plonas, juodas

**MANUFACTURER/ GAMINTOJAS:**

**i-dental**  
 UAB „Medicinos linija“  
 Karaliaučiaus str. 29,  
 LT-78348 Šiauliai, Lithuania  
 Tel. +370 41 553 553  
[info@i-dental.lt](mailto:info@i-dental.lt), [www.i-dental.lt](http://www.i-dental.lt)